

BLINDAJE DE JERINGA PARA MEDICINA NUCLEAR

SEGURIDAD • CALIDAD • CONFIANZA

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CADA PROCEDIMIENTO

Diseñado para reducir la exposición a la radiación durante la manipulación y administración de radiofármacos, el blindaje de jeringa de plomo es una solución segura, simple y confiable para su uso en medicina nuclear.



Reduce la exposición a la radiación



Diseño robusto y fácil de usar



Compatibilidad con distintos radiofármacos



Fabricación de alta calidad



Blindaje de plomo de alta densidad

DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES RADIOFÁRMACOS

^{18}F

Flúor-18

Energía gamma:
511 keV

^{177}Lu

Lutecio-177

Energía gamma:
113 keV
(208 keV)

$^{99\text{m}}\text{Tc}$

Tecnecio-99m

Energía gamma:
140 keV

Optimizado para proporcionar la atenuación adecuada según la energía del radionúclido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de blindaje	Plomo de alta pureza.
Radiofármacos	^{18}F , ^{177}Lu y $^{99\text{m}}\text{Tc}$.
Diseño	Cilíndrico, compacto y ergonómico.
Sistema de fijación	Tornillos laterales de acero inoxidable para un ajuste seguro.
Uso previsto	Protección radiológica durante la manipulación y administración de radiofármacos en jeringa.
Aplicación	Medicina nuclear, radiofarmacia, hospitales e institutos de investigación.



Mayor seguridad para el personal



Ideal para uso en rutina clínica



Compatible con protocolos de calidad



Solución confiable y duradera

SU ALIADO EN
MEDICINA NUCLEAR

EQUIPAMIENTO • ASESORÍA • SERVICIO



contacto@meditronic.cl



+569 7386 5217



www.meditronic.cl

Comprometidos
con un entorno
más seguro