

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CADA PREPARACIÓN

Diseñado para la manipulación y fraccionamiento de radiofármacos, este castillo blindado proporciona un entorno seguro, ergonómico y eficiente, cumpliendo con los más altos estándares de protección radiológica en laboratorios de radiofarmacia, medicina nuclear e investigación.



Máxima
protección
radiológica




Diseño robusto
y confiable



Solución modular
y adaptable



Terminación en
acero inoxidable
AISI 304



*Diseñado
para un trabajo
seguro*



VIDRIO BLINDADO
Equivalente a 40 mm
de plomo.



BLINDAJE MODULAR
Equivalente a 50 mm de plomo
en toda sus caras.



TERMINACIÓN
Acero inoxidable AISI 304,
de alta resistencia y fácil limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Blindaje	Modular, equivalente a 50 mm de plomo en toda sus caras.
Vidrio blindado	Equivalente a 40 mm de plomo.
Material de terminación	Acero inoxidable AISI 304.
Diseño	Modular, robusto y ergonómico.
Área de trabajo	Para manipulación y fraccionamiento de radiofármacos.
Aplicación	Radiofarmacia, medicina nuclear, hospitales e institutos de investigación.

Nota: Las puertas inferiores y el mueble mostrado en la imagen no forman parte del castillo blindado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Alta atenuación de la radiación
- ✓ Construcción modular y adaptable
- ✓ Excelente visibilidad y ergonomía
- ✓ Terminación en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Diseño para entornos de alta exigencia
- ✓ Ideal para radiofarmacia y medicina nuclear



ASESORÍA
ESPECIALIZADA



SOLUCIONES
A MEDIDA



RESPALDO
TÉCNICO

*Su aliado en
medicina nuclear*



contacto@meditronic.cl



+569 7386 5217



www.meditronic.cl