

CONTENEDOR DE DESECHOS RADIOACTIVOS

Seguro, resistente y confiable para su laboratorio



Protección
Radiológica



Diseño
Robusto



Capacidad
40 Litros



Acero Inoxidable
AISI 304

DESCRIPCIÓN

Contenedor diseñado para el almacenamiento seguro de desechos radiactivos sólidos en laboratorios de medicina nuclear y radiofarmacia. Su diseño incorpora blindaje de plomo, con espesores que oscilan entre 3 y 6 mm, según el requerimiento del cliente, entregando una solución flexible y segura para distintas aplicaciones.



BLINDAJE DE PLOMO

Espesor entre 3 y 6 mm,
según requerimiento del cliente.



CAPACIDAD

40 litros.



MATERIAL

Terminación en acero inoxidable
AISI 304, alta resistencia y fácil limpieza.



USO

Ideal para laboratorios de medicina nuclear,
radiofarmacia y áreas controladas.



*Seguridad
en cada detalle*

DETALLES DEL PRODUCTO



Tapa con señalización radiológica



Asas laterales resistentes



Base estable y duradera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	40 litros
Blindaje de plomo	3 – 6 mm (según requerimiento del cliente)
Material de terminación	Acero inoxidable AISI 304
Dimensiones externas (aprox.)	400 (ancho) x 300 (profundidad) x 600 (alto) mm
Peso (aprox.)	Varía según espesor de blindaje
Uso recomendado	Desechos radiactivos sólidos



VENTAJAS

Diseño seguro y resistente

- Blindaje configurable según necesidad
- Acero inoxidable AISI 304, fácil de limpiar
- Capacidad ideal para uso en laboratorio
- Estética moderna y profesional

*Soluciones para un
entorno más seguro*