



Lead Shielded Source Container

Transporte seguro de radiofármacos FDG

Contenedor blindado diseñado para el transporte de radiofármacos FDG.

Cuenta con volumen interno opcional y un clip incorporado que facilita la fijación de la muestra.

Fabricado en acero inoxidable de alta pureza, con un asa ergonómica que permite un uso sencillo y una limpieza conveniente.



*Seguridad
en cada traslado*



Protección
radiológica



Transporte
seguro



Fácil de usar
y limpiar



Material de
alta calidad

Especificaciones técnicas

Material	Plomo, acero inoxidable 304
Blindaje de plomo	50 mmPb
Dimensiones internas	Adecuado para viales de penicilina estériles de 10 ml y 20 ml
Dimensiones externas	Para frascos (viales)

Vista superior



Aplicaciones

- ✓ Transporte de radiofármacos FDG
- ✓ Uso en medicina nuclear y radiofarmacia
- ✓ Protección del personal durante el traslado
- ✓ Adecuado para viales de uso clínico

Características destacadas

- ⚙️ Diseño robusto y duradero
- 📦 Fabricación en acero inoxidable de alta pureza
- 👍 Clip interno para fijación de muestra
- ✨ Superficie lisa para fácil limpieza