

SEGURIDAD EN
CADA TRASLADO

DOSE CARRIER BLINDADA

Transporte seguro
de radiofármacos

Protección.
Confiabilidad.
Seguridad.



BLINDAJE DE PLOMO

6 mm de espesor



DISEÑO ROBUSTO

Para un transporte
seguro y confiable



PORTÁTIL

Asa ergonómica
y cierre seguro



USO EN ENTORNOS CONTROLADOS

Ideal para
radifarmacias,
laboratorios y servicios
de medicina nuclear



Asa ergonómica

Transporte cómodo y seguro



Cierre seguro

Mantiene la integridad del blindaje



Construcción robusta

Materiales de alta resistencia



PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA



FACILITA EL
MANEJO DIARIO



SOLUCIÓN CONFIABLE
Y DURADERA



APOYA EL CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

SOLUCIONES PARA UN MUNDO MÁS SEGURO



EQUIPAMIENTO
PARA MEDICINA NUCLEAR
Y RADIOFARMACIA