

ALARIS FA-01

Fraccionador de radiofármacos



Características principales

- Sistema automatizado para el fraccionamiento de radiofármacos.
- Aplicaciones indicadas en la documentación: FDG y PSMA.
- Control mediante PLC y HMI táctil.
- Alimentación: 220 VAC, 50 Hz.
- Potencia: 530 W.
- Temperatura de operación: 10–40 °C.
- Humedad relativa: hasta 90 %, sin condensación.
- Dimensiones del fraccionador: 450 × 250 × 250 mm.
- Peso del fraccionador: 2,5 kg.
- Blindaje de plomo: 25 kg. Peso total indicado: 27,5 kg.

Seguridad y operación

- Conexión a tierra obligatoria y medidas de protección frente a partes móviles.
- El sistema debe utilizarse con el blindaje de plomo instalado.
- Instalación indicada: 220 VAC / 50 Hz, con protección general de 16 A.
- El fabricante indica instalación en área de trabajo con flujo laminar y castillo de plomo.
- Mantenimiento y revisión: periodicidad semestral según el manual.